

SPIROMETRI VITALOGRAPH



Medical Design & Technology srl

SERIE VITALOGRAPH ALPHA

Spirometro Flessibile Portatile e Completo per Uso con o senza PC

Vitalograph ALPHA

Lo Spirometro Portatile più facile al mondo – anche senza PC

Vitalograph® ALPHATM è lo spirometro preferito dai professionisti delle cure respiratorie di tutto il mondo grazie alla sua facilità d'uso, portabilità, stampante integrata e affidabilità a lungo termine.

- Stampante termica integrata
- Tecnologia di misurazione duratura senza la necessità di costosi sensori monouso, turbine, spirette o tubi di flusso
- Igiene ottimale con i filtri virali batterici (BVFTM)
- Nessuna calibrazione utente richiesta
- Navigazione semplice e intuitiva
- Interpretazione integrata dei risultati della misurazione
- Alimentazione a corrente e/o batteria
- Include tutti i parametri per pazienti adulti e pediatrici nell'ambito dell'assistenza sanitaria generale e della assistenza ospedaliera
- Include Software Interpretativo Vitalograph
- Include le più recenti equazioni e spirali Z previsti per la spirometria GLI



Vitalograph ALPHA Touch

Lo Spirometro Portatile più facile al mondo – anche senza PC

Vitalograph ALPHA Touch è uno spirometro desktop facile da usare e leggero che offre i vantaggi della portabilità e una stampante integrata. Un ampio display touchscreen a colori ad alta risoluzione, combinato con un'intuitiva interfaccia utente basata su icone, rende ALPHA Touch rapido e semplice da utilizzare.

The ALPHA Touch contiene tutte le caratteristiche di ALPHA più:

- La possibilità di utilizzare con o senza un PC
- Touchscreen per una navigazione moderna e intuitiva
- Database di gestione dei pazienti per la memorizzazione di oltre 10.000 pazienti
- Interfaccia utente intuitiva basata su icone
- Scelta di animazioni incentive adatte ai bambini per contribuire a migliorare la cooperazione dei pazienti
- L'aggiornamento opzionale al software Spirotrac® consente lo scambio automatico di dati, tramite protocolli di trasferimento HL7 o GDT, con sistemi di cartelle cliniche elettroniche (EMR)



Apparecchi

- 65002 Vitalograph ALPHA
- 65502 Vitalograph ALPHA Touch
- 65602 Vitalograph ALPHA Touch con Software Spirotrac

Accessori

- 28350 Vitalograph BVF Filtri antibatterici (50)
- 20303 Serra naso (200)
- 36020 Siringa per calibrazione - 3 Litri


VITALOGRAPH PNEUMOTRAC

Lo Spirometro per PC Ideale per Medicina Generale e del Lavoro

Vitalograph Pneumotrac® è lo spirometro ideale per PC per uso adulto e pediatrico nell'ambito dell'assistenza sanitaria generale e della salute sul lavoro. Pneumotrac viene fornito completo di hardware e software e si collega direttamente al tuo laptop o PC. Il software Vitalograph Spirotrac® sofisticato e intuitivo fornisce l'ambiente perfetto per la raccolta dei dati, la memorizzazione e l'analisi delle tendenze e include le più recenti equazioni GLI e punteggi Z previsti. Le interfacce di comunicazione HL7 e GDT integrate forniscono la piattaforma per lo scambio di dati di test con tutti i comuni sistemi di cartelle cliniche elettroniche (EMR).



- Sophisticated PC-based spirometer
- Attractive, compact design
- Suitable for adults and paediatrics
- Durable measurement technology
- No need for expensive disposable sensors, turbines, spirometers or flow tubes
- No user calibration required
- Optimal hygiene via Vitalograph Bacterial Viral Filter (BVFTM) barriers
- Powerful Spirotrac® Software with real-time curves, interpretation and data trending
- Choice of child friendly incentive animations to help improve patient cooperation
- Intuitive Spirotrac® Software future-proofs your service through various PC expansion options including interfacing with your network and electronic medical record (EMR) systems
- Features latest GLI spirometry predicted equations and Z-scores



Spirotrac è compatibile con un largo range di sistemi EMR compreso:

- ✓ EMIS
- ✓ SystemOne
- ✓ Medgate
- ✓ Clinic-All
- ✓ Cohort
- ✓ eOPAS
- ✓ Vision

Apparecchi

**77702 Spirometro Vitalograph Pneumotrac
Con Software Spirotrac**

Accessori

28350 Vitalograph BVF Filtri Antibatterici (50)
20303 Chiudi naso (200)
36020 Siringa di Calibrazione - 3 Litre

NUOVO VITALOGRAPH micro


Il Nuovo Spirometro Economico, ad Alte Prestazioni

Vitalograph micro™ è uno spirometro di alta qualità a un prezzo eccezionale dal fornitore leader di dispositivi per spirometria ai settori della sanità generale e della salute sul lavoro. Questo modello entry-level affidabile, facile da usare offre tutte le funzionalità richieste in uno spirometro con funzionalità complete. Il micro non ha rivali nella sua fascia di prezzo ed è la scelta ideale per test rapidi e precisi in ambienti in cui la mobilità è importante.

Il micro dispone della stessa tecnologia di misurazione ad alte prestazioni utilizzata in tutta la gamma Vitalograph e non richiede calibrazione da parte dell'utente. A differenza degli spirometri a turbina, il micro non presenta parti mobili sensibili, garantendo robustezza e la massima precisione di misurazione possibile, anche a portate molto basse o elevate.



- Modello entry-level a basso costo dal leader dei dispositivi di test di spirometria per la medicina generale e per la salute sul lavoro
- Tecnologia di misurazione costante nel tempo
- Non sono necessari costosi sensori monouso, turbine, spirette o tubi di flusso
- Nessuna calibrazione utente richiesta
- Igiene ottimale con l'uso dei filtri anti virale batterico Vitalograph (BVFTM)
- Touch screen per una operatività semplice ed intuitiva
- Vitalograph Reports Software incluso per creare referti editabili in format PDF (per stampe, archiviazione e caricamento su sistemi EMR)
- Include le più recenti equazioni e Z-scores previsti per la spirometria GLI



Spirometri Vitalograph



Bassi Costi di Utilizzo



Ottima Igiene

Apparecchiature

63310 Vitalograph micro

Accessori

28350 Vitalograph BVF Filtri Antibatteri (50)
20303 Chiudi naso (200)
36020 Siringa di Precisione - 3 Litre

Vitalograph micro
L'ultimo spirometro a basso
costo e ad alte prestazioni



Vitalograph Pneumotrac
Lo spirometro ideale basato su PC per
l'assistenza sanitaria generale e la salute



Vitalograph ALPHA
Spirometri desktop da
utilizzare con o senza PC



VITALOGRAPH BVF FILTRI ANTIBATTERICI

Per Spirometri


Vitalograph BVF Filtri Antibatterici ed Antivirali

Una moderna e valida alternativa ai filtri al carbonio

- I filtri antibatterici ad alte prestazioni (BVFTM) proteggono i pazienti, il personale medico e le apparecchiature dalla contaminazione
- efficienza di filtrazione del 99.999% (TB, MRSA, influenza etc.)
- Risparmia tempo e denaro rendendo i dispositivi più facili da pulire
- Rappresenta la migliore soluzione per il sistema di gestione della qualità
- Adatto per spirometri di Vitalograph, Micro Medical, MIR, Cosmed ecc



Vantaggi della tecnologia barriera del filtro Vitalograph

		
Filtro Vitalograph	Igienico ✓	Basso costo ✓
		
Boccaglio	Igienico ✗	Basso costo ✗
		
Turbina	Igienico ✗	Basso costo ✗

Descrizione per ordini

28350 Filtro Antibatterico (Blue) (confezione da 50pezzi)

20303 Chiudi naso - (confezione da 200 pezzi)

Vitalograph è leader mondiale nella fornitura di dispositivi diagnostici cardio-respiratori di qualità eccezionale, servizi di sperimentazione clinica, audiometri e manutenzione di apparecchiature mediche. Con un patrimonio pioneristico di eccellenza che copre mezzo secolo, Vitalograph continua a fornire preziosi contributi per un'assistenza medica efficace e una migliore qualità della vita.

Medical Design & Technology è una società impegnata da oltre 15 anni nella progettazione e consulenza di strutture mediche oltre alla commercializzazione di dispositivi medici ad alto contenuto tecnologico.

Offre la possibilità di avere un partner efficiente e scrupoloso che si prenderà cura della vostra struttura e vi risolverà con professionalità e discrezione tutti i problemi sia tecnici che organizzativi che una struttura medica deve risolvere ogni giorno.

Distributore Autorizzato

MEDICAL DESIGN & TECHNOLOGY SRL

VIA TANARO 21 – 20017 RHO (MI)

TEL: 02.89450862 FAX: 02.89450863

info@mdtmedical.com

www.mdtmedical.com

